

# R05 キセノンウェザーメータ

スーパーキセノンウェザーメータ (SX75)

## 試料ホルダーの概要 (試料 : 大 150×70mm)



ホルダーの背面

上から

試料ホルダー : 150×70mm 3 試料用  
試料ホルダー : 板状試料 (黄色) 3 枚装着  
ステンレス板 (150×70mm : 全 48 枚)

試料ホルダーへの試料の設置は、板状なら伸縮可能なバネで押さえ付けるため、厚みは 10mm 程度までは可能

↓ 写真はステンレス板を装着

ステンレス板に試料をアルミテープなどで貼り付ける事も可能

ただし、内側に張り出すと照射量が増えるので、工夫が必要

また、テープでは耐熱・耐水性が無いと落下するため、ステンレス線などが確実。



装置の試験槽内

試料ホルダー : 板状試料 (黄色) 3 枚装着  
全 16 個設置可能

設置可能試料数 : 16 ホルダー × 3 枚 = 48 枚

